



PROTOCOLO ABORDAJE CASOS CARILLAS MULTIPLES

Autor: Juan Luis Román Rodríguez DDS, MSc, PhD

Profesor Asociado del Departamento de Estomatología. Unidad Docente de
Prostodoncia y Oclusión. Universitat de València. Estudi General (UVEG). España.

1ª Visita (30 minutos)

1. Anamnesis
2. Exploración
3. Pruebas complementarias (rxs, cbcts, vitalidad etc)
4. Diagnóstico
5. Plan de tratamiento
6. Presupuesto

2ª Visita (30 minutos)

1. Protocolo fotográfico
 - a. Imprescindibles:
 - i. Foto cara, sonrisa, frontal con abre bocas en oclusión, arcada con fondo negro (13 a 23), sectoriales con fondo negro de 13 a 11, sectoriales con fondo negro de 21 a 23, foto detalle de 12 a 22 máximo detalle, oclusal anterior
 - b. Opcionales

- i. Foto de perfil, video del paciente hablando, modelos etc
2. Toma de modelos y mordida o escaner completo
3. Nota de laboratorio solicitando encerado diagnóstico y llave de silicona o Z-labor para la prueba del mock up.
 - a. Si el caso es sencillo y el paciente lo tiene claro, lo cito directamente para el tallado
 - b. Si el caso es complejo y el paciente o yo tenemos dudas, concretamos una cita para probar el mock up y rectificarlo si hiciera falta.

3ª Visita 2 horas para un caso de 13 a 23.

1. Prueba mock up con resina Luxatemp (DMG) o similar
 - a. Si es correcta, repito protocolo fotográfico de la 2ª visita.
 - b. Si la prueba no es correcta, añado composite fluido y/o retiro resina con Sof-Lex aro rojo (3M ESPE). Cuando está correcto, repito protocolo fotográfico de la 2ª visita. Por último, tomo alginato del mismo para que el laboratorio tenga el estado correcto y rectifique su encerado.
2. Anestesia (opcional)
3. Tallado del mock up y de los dientes
4. Fotografías:
 - a. Imprescindibles:
 - i. Color del sustrato Guía IPS natural Die
 - ii. Color del antagonista (Guía VITA, 3D Master etc)
 - b. Opcionales:
 - i. Polarizador, escala de grises, protocolo iLab etc

5. Impresiones definitivas o escaner
6. Provisionalización con llave de mock up y resina Luxatemp (DMG)
 - a. Cementado Tempolink
 - b. Retenidos
 - c. Mano alzada y composite

4ª y 5ª visita 2 horas

1. Prueba de las carillas de porcelana
 - a. Prueba con colores del cemento
2. Protocolo de "Cementado de las carillas de porcelana"